


Så här formar du Game Guard tandskydd Vuxen eller Junior:

Varning:
Kokande vatten,
minderåriga ska hållas
under konstant uppsikt.



1 Forma tandskyddet

- a. Fyll en lämplig behållare med kokande vatten och låt svalna i **30 sekunder**.



- b. Lägg ner tandskyddet i vattnet och låt ligga kvar i **40 sekunder**. Tiden får inte överskridas. Ta upp det med lämpligt redskap.




- c. Tandskyddet ska se och kännas mjukt och formbart. Om så inte är fallet ska tandskyddet läggas ner i vattnet igen och ligga kvar i 10 sekunder.

Observera: om vattnet har svalnat för mycket kommer inte tandskyddet att bli tillräckligt mjukt för att formas, om du inte lyckas – börja om från början med nykokt vatten.



- d. Innan formning påbörjas ska tandskyddet få svalna till en lämplig nivå. Placera försiktigt tandskyddet runt tänderna i överkäken, bit ihop ordentligt och andas därefter in kraftfullt, använd fingrarna för att trycka tandskyddets kanter in mot tänderna och tandköttet. **Denna process ska utföras i 30 sekunder.**

- e. Ta ut tandskyddet och låt det svalna under rinnande kallt kranvatten i **60 sekunder**. Tandskyddet måste ha svalnat innan du tar in det i munnen igen.



- f. Sätt in tandskyddet i munnen och testa passformen. Tandskyddet får inte falla ner/ut av sig själv och det ska kännas bekvämt, om så inte är fallet ska ovanstående steg upprepas.

Om tandskyddet fortfarande känns obekvämt efter att ovanstående steg har upprepats ska tandskyddet inte användas.

2 Viktiga varningar

- Tugga inte på tandskyddet
- Använd inte tandskyddet om det finns tecken på slitage, sprickor eller revor, om så är fallet ska tandskyddet kasseras och ersättas med ett nytt
- Låt ingen annan än den avsedda användaren använda tandskyddet
- Utsätt inte tandskyddet för extrem värme eller direkt solljus, förvara alltid tandskyddet i asken när det inte används
- Föräldrar – kontrollera tandskyddets passform på ditt barn regelbundet så att det inte begränsar utvecklingen av mun och tänder
- Om du använder tandställning eller annat fastsatt på tänderna bör du rådfråga en tandkirurg eller tandspecialist om det är lämpligt att använda tandskyddet. Använd aldrig tandskyddet tillsammans med tandställning utan att detta har godkänts av den som har provat ut tandställningen
- Tandskydd ska endast användas som personlig skyddsutrustning och får aldrig användas för annat ändamål, så som snarkskydd eller som skydd mot tandgnissling.

3 Förvaring av tandskyddet:

- Rengör alltid tandskyddet med kallt vatten efter användning
- Använd inte munskölj, tandkräm eller andra rengöringsmedel
- Rengör tandskyddets ask med varmt vatten. Se till att tandskyddet är torrt innan du lägger ner det i asken
- Förvara alltid tandskyddet i asken när det inte används
- Registrera alltid användarens namn, läsligt, på tandskyddsasken

Om du behöver returnera tandskyddet får detta endast ske i originalförpackningen, tillsammans med all dokumentation. Varje tandskyddsask är märkt med tillverkarens partinummer för att underlätta spårbarheten.

Tandskyddet är testat i enlighet med BSI DD 253:2001 och uppfyller CE-kraven, en kopia av vårt certifikat finns tillgänglig för nerladdning från vår webbsida.

GAME GUARD är en del av Paul Norman Plastics Limited
Paul Norman Plastics LTD., Unit S5, Inchbrook Trading
Estate, Bath Road, Woodchester, Stroud, Gloucestershire,
GL5 5EY

